




PRESSALIT®

| | |
|---|---|
| Article Numéro article | MATRIX CURVE II lavabo ergonomique avec trou pour la robinetterie et trop-plein R2052000 |
| Couleur | VVS: 636862300 NRF: 6132513 RSK: 7503001 EAN: 5708590333861 HMI: 101015 Blanc |
| Description |  <p>MATRIX est une série de lavabos, la plupart d'entre eux sont conçus par Pressalit. Les lavabos MATRIX SMALL et CURVE s'adaptent aux supports de lavabo PLUS, SELECT et VALUE, tandis que MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP et SQUARE sont conçus sur mesure pour s'adapter à des supports spécifiques.</p> <p>MATRIX CURVE II, lavabo ergonomique, 600x487x150, avec trou pour la robinetterie Ø36 et trop plein. Bonde de fond fournie. Le bord frontal stabilise l'utilisateur debout ou assis. Les angles arrondis sont agréables à saisir et offrent un bon point d'appui. Pour l'utilisateur assis, le design des angles permet de s'en servir comme accoudoir et la base plane du lavabo laisse plus d'espace aux jambes. Matériaux : porcelaine. Compatible avec les support de lavabo PLUS, SELECT et VALUE de Pressalit.</p> |
| Capacité du produit | 150 kg. |
| Matériaux Ergonomie | Céramique Arrondi vers l' intérieur, le bord frontal du lavabo stabilise l'utilisateur, qu'il soit debout ou assis. Les angles arrondis sont agréables à saisir et offrent un bon point d'appui. Pour l'utilisateur assis, le design des angles permet de s'en servir comme accoudoirs et la base plane du lavabo laisse plus d'espace aux jambes. |
| Garantie | Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation. |













| | |
|----------------------------------|--|
| Article | MATRIX CURVE II lavabo ergonomique avec trou pour la robinetterie et trop-plein |
| Numéro article | R2052000 |
| Nettoyage | <p>Pour nettoyer le lavabo, employez de la simple eau savonneuse. Il est important que le lavabo est essuyé juste après le nettoyage à l'aide d'un tissu doux.</p> <p>Pour la désinfection du lavabo, les agents suivants peuvent être utilisé :</p> <p>Hydroxyde de sodium 5%</p> <p>Solution d'acide acétique 10%</p> <p>Solution d'éthanol 70%</p> <p>Hypochlorite de sodium 5%, chlore actif</p> <p>Chlorure de sodium 170 g / l, dilué à 50%.</p> <p>Il est important que le lavabo est essuyé juste après la désinfection à l'aide d'un tissu doux.</p> <p>NB ! Évitez les agents nettoyants abrasifs, car cela pourrait endommager la surface du lavabo.</p> |
| Déclaration de conformité | <p>Déclaration de performance</p> <p>Critères de conformité à la norme EN 14688:2015.</p> <p>4.1 Résistance de charge : approuvé.</p> <p>4.2 Évacuation de l'eau : approuvé.</p> <p>4.3 Résistance aux changements de température : approuvé.</p> <p>4.4 Résistance aux agents chimiques et de coloration : approuvé.</p> <p>4.5 Stabilité de la surface / Résistance aux rayures : approuvé.</p> <p>4.6 Nettoyabilité : approuvé.</p> <p>4.7 Protection anti-débordement : CL 15.</p> <p>4.8 Durabilité : approuvé.</p> |






| | |
|-----------------------|---|
| Article | MATRIX CURVE II lavabo ergonomique avec trou pour la robinetterie et trop-plein |
| Numéro article | R2052000 |

Installation dans de différents types de mur

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Béton >B25</p> <p>V8602 - Kit vis de montage, 2 vis cervicales Ø10 x 100, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.</p> |  |
|  | <p>Brique pleine >= Mz12</p> <p>V8602 - Kit vis de montage, 2 vis cervicales Ø10 x 100, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.</p> |  |
|  | <p>Parpaing plein >= Hlz12</p> <p>V8602 - Kit vis de montage, 2 vis cervicales Ø10 x 100, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.</p> |  |
|  | <p>Béton cellulaire P4</p> <p>V8652 - Kit vis de montage, 2 vis cervicales Ø10 x 100, chevilles GB14. Doit être commandé séparément.</p> |  |
|  | <p>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois</p> <p>V8602 - Kit vis de montage, 2 vis fraisées Ø10 x 80, chevilles SX12. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.</p> |  |



| | |
|---|--|
| Article Numéro article | MATRIX CURVE II lavabo ergonomique avec trou pour la robinetterie et trop-plein R2052000 |
|  | Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.  |
|  | Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.  |
|  | Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.  |

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.